### **BETRIEBSANWEISUNG**

gemäß Gefahrstoffverordnung

Betrieb:

Bereich/Tätigkeit: Zahnarztpraxis/Dentallabor/Desinfektion Datum: 2018-01

## Gefahrstoffbezeichnung

#### **DÜRR SYSTEM-HYGIENE MD 520 Abdruck-Desinfektion**

Gefahrenauslöser: Glutardialdehyd (0,5 %)

**Vertrieb:** DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D-74321 Bietigheim-Bissingen

Tel-Nr. 07142 705-0 Fax-Nr.: 07142 705-500

**Hersteller:** orochemie GmbH + Co KG, Max-Planck-Straße 27, D-70806

Kornwestheim

Tel-Nr.: 07154 1308-0 Fax-Nr.: 07154 1308-40

Notfallauskunft: 030 30686790 Giftnotruf Berlin

## Gefahren für Mensch und Umwelt



Achtung. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen.

Das Produkt ist bei der im Abwasser auftretenden Verdünnung biologisch abbaubar, größere Mengen des Konzentrates nicht in die Kanalisation/Oberflächengewässer/ Grundwasser gelangen lassen.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln





**Technisch:** Flasche mit Vorsicht öffnen und handhaben. Nur im Originalgebinde aufbewahren. Produkt möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.

**Persönlich:** Schutzbrille. Schutzhandschuhe: Kurzzeitkontakt (Level 2: < 30 min): Einmal-Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,1 mm. Langzeitkontakt (Level 6: < 480 min): Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,7 mm.

**Beschränkungen:** Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines unterwiesenen Mitarbeiters mit den Arbeiten beauftragt werden.

## **Verhalten im Gefahrenfall**



**Nach Verschütten/Auslaufen:** Kleine Mengen mit Wasser wegspülen. Große Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.

**Feuer:** Bei Brand vorhandene Feuerlöscher einsetzen. Wenn Löschversuch nicht sofort erfolgreich ist, Fenster und Türen schließen, Raum verlassen, Feuerwehr rufen (112).

Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel: keine

### **Erste Hilfe**



Allgemeine Hinweise: Benetzte Kleidung wechseln.

**Nach Einatmen:** Bei auftretender Reizung für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser

und Seife.

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und

Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Umgehend

einen Arzt aufsuchen.

Notruf: 112 Notarzt/Rettungsdienst:

# Sachgerechte Entsorgung

#### Produkt:

Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Große Mengen: Abfallschlüsselnr.: 18 01 06 (Desinfektionsmittel)

#### **Ungereinigte Verpackung:**

Verpackung ist aus Polyethylen. Flasche vollständig entleeren. Für Recycling mit Wasser ausspülen.